

Calentamiento de fluidos

Patente WO 2010/030746 - Patente de Canadá 2692640

Calienta líquidos en el punto de uso, donde los necesitas, cuando los necesitas. Los calentadores de líquidos ivNOW, prácticos y fáciles de usar, calientan y mantienen rápidamente temperaturas seguras de líquidos intravenosos y de irrigación, a la vez que ahorran espacio y tiempo del personal. Mejora los procesos y el tiempo de recuperación calentando de manera eficiente a los pacientes desde el ingreso hasta el alta, lo que reduce las infecciones en el sitio quirúrgico.

Seguridad: La pantalla digital muestra la temperatura real de cada bolsa durante el proceso de calentamiento. El calentador de líquidos registra el tiempo durante el cual se ha calentado cada bolsa para cumplir con las normas sanitarias y reducir los residuos. Cuando la bolsa intravenosa se ha calentado durante más de 15 días (el usuario puede ajustarlo de 7 a 60 días), el ivNOW mostrará la FECHA en la pantalla LED para informar a los médicos que se ha alcanzado el límite y que la bolsa debe desecharse.

Fácil de usar: Coloque la bolsa intravenosa en el compartimento para activar la unidad. El líquido se calienta automáticamente hasta 104 °F (40 °C) en 30 minutos o menos.

Conveniente: Manténgalo en salas de pacientes o de procedimientos con este modelo versátil.

Servicio: Nuestro equipo de soporte técnico en todo el mundo se dedica a proporcionar equipos de calidad. Lo acompañamos en cada paso del proceso para maximizar el retorno de su inversión.

Hecho en EE.UU. con un compromiso con la calidad

Garantía: 1-Garantía de un año para piezas y un año para mano de obra (solo EE. UU. y Canadá). Garantía adicional disponible a pedido.

Una empresa certificada ISO 13485:2016

Características estándar

- Placa calefactora de aluminio anodizado
- Carcasa de plástico liviana de grado médico.
- Admite bolsas de 0,5 L, 1 L, 2 L y 3 L.
- Configuración de pod personalizable en campo
- Sensores de bolsas inteligentes
- Sensores de temperatura duales



- 3 ivAHORA-1:1 bolsa
0,5 - 3 litros
- 6 ivAHORA-2:2 bolsas,
1 - 6 litros
- 9 ivAHORA-3:3 bolsas,
1,5 - 9 litros



- Rango de temperatura
35°-40°C (95°-104°F)
- Temperatura precisa
+ 0/-2 °C (-3 °F)



Configuraciones (seleccione una)

Modelos

...ivAHORA-1 ...ivNOW-2 ...ivNOW-3

Eléctrico

...120 V monofásico ...230 V monofásico


Accesorios (seleccione todas las opciones que correspondan)

Kits de soporte


- ...Kit horizontal para montaje en pared sismico (5012242)
- ...Kit vertical para montaje en pared sismico (5025322)
- ...Kit de soporte para montar ivNOW-1 en un soporte (5025321)
- ...Kit de soporte para montar ivNOW-2 e ivNOW-3 en un soporte (5025323)

Soporte rodante de alta resistencia (GCX)


...Soporte móvil (5025582)




Soporte y montaje para equipo GCX (5025582)



Kit horizontal para montaje en pared sismico (5012242)



Kit vertical para montaje en pared sismico (5025322)



Modelo	Exterior (Alto x Ancho x Profundidad)	Peso neto
ivAHORA-1	7,1" (180 mm) x 13,2" (335 mm) x 8" (203 mm)	8 libras (3,6 kg)
ivNOW-2	14,2" (360 mm) x 13,2" (335 mm) x 8" (203 mm)	14 libras (6,4 kg)
ivNOW-3	21,2" (540 mm) x 13,2" (335 mm) x 8" (203 mm)	20 libras (9 kg)
	Dimensiones del barco (L x An x Al)* 19" x 12" x	Peso del barco*
ivAHORA-1	12"	11 libras
ivNOW-2	19" x 12" x 17"	16 libras
ivNOW-3	19" x 12" x 25"	23 libras

* Información sobre envíos terrestres nacionales. Comuníquese con la fábrica para conocer el peso y las dimensiones de exportación.



	V	Doctor	Hz	Yo	Configuración del enchufe
ivAHORA-1	120	1	60	100	Enchufe NEMA 5-15P, 15 A, 125 V; enchufe BS 1363 de grado hospitalario; enchufe CEE 7/7, 220-230 V
	230	1	50/60	100	
ivNOW-2	120	1	60	200	Enchufe NEMA 5-15P, 15 A, 125 V; enchufe BS 1363 de grado hospitalario; enchufe CEE 7/7, 220-230 V
	230	1	50/60	200	
ivNOW-3	120	1	60	300	Enchufe NEMA 5-15P, 15 A, 125 V; enchufe BS 1363 de grado hospitalario; enchufe CEE 7/7, 220-230 V
	230	1	50/60	300	



*Hay otros enchufes internacionales disponibles, comuníquese con el fabricante para obtener más información.

**Las conexiones eléctricas deben cumplir con todos los códigos federales, estatales y locales aplicables.

Distribuidor



✉ ventas@beracahmedica.mx

☎ 662 15 10 979

CONTÁCTENOS

W164 N9221 Water Street | Menomonee Falls, Wisconsin 53051 | EE. UU. Teléfono: 262.251.8356 | 800.862.9276 | Fax: 262.251.7067 | enthermics.com