

## AlcoScan<sup>®</sup> EBS-010

Alcoholímetro de Alta Calidad y de Respuesta Rápida  
para Centros de Trabajo



## Acerca del Alcoholímetro

El Alcoscan EBS es un alcoholímetro de alta calidad y de respuesta rápida diseñado para atender las necesidades de los Centros de Trabajo. Este equipo es ideal para aquellas instituciones que desean controlar los puntos de acceso y así asegurar que sus trabajadores, proveedores y/o contratistas se encuentran exentos de alcohol.

El alcoholímetro Alcoscan EBS es un equipo que se puede instalar para permitir o impedir la apertura de puertas, rejas, torniquetes, barreras vehiculares y otros sitios de entrada / salida. Su rigidez, simplicidad y rapidez de respuesta lo vuelven ideal para utilizarse en la industria minera, transporte, petroquímica, cementera, manufacturera, entre otras críticas en materia de seguridad.




## Beneficios del Alcoholímetro

- Robusta celda de combustión altamente específica al alcohol.
- Brinda resultados hasta de 600 exámenes por hora.
- No requiere boquillas.
- Precisión:  $\pm 0.001\%BAC$  a  $0.050\%BAC$ .
- Equipo ideal para utilizarse en los centros de trabajo.


## Modo de Empleo



- 1 Abra la cobertura del agujero para realizar el muestreo con el alcoholímetro Alcoscan EBS.



- 2 Asegúrese de que en "status" esté la luz verde.





- 3 Sople en el orificio de muestreo.



- 4 Dependiendo de los resultados del test las luces de aprobado o error se encenderán.

## Lectura de Resultados



## Especificaciones

<b>Indicación de BAC</b>	Resultado del test indicado en la pantalla LED Aprobado: Indicado por la luz verde. No aprobado: Indicado por la luz roja. (El nivel para aprobar es ajustable).
<b>Presición</b>	+ 0.500 g/l
<b>Sensor</b>	Sensor de celda de combustión reemplazable.
<b>Boquilla</b>	No necesita boquilla para su uso.
<b>Fuente de poder</b>	DC12V 1.5A
<b>Tiempo de preparación</b>	De 3 a 4 segundos.
<b>Tiempo de respuesta</b>	Dentro de 3 segundos a 0.000 g/L.
<b>Intervalo de calibración</b>	Dentro de 10 segundos a 1.000 g/L Recomendada a los 6 meses o a los 1.000 test.
<b>Condiciones ambientales</b>	Almacenamiento: 0 a 50 °C
<b>Dimensiones</b>	Operación: 5 a 40 °C 206 alto x 108 ancho x 37 espesor mm
<b>Peso</b>	674 g

## Información para Pedidos

SKU	Producto
EBS-10	Alcoscan EBS

Distribuidor

**Deracah**  
MEDICA

ventas@beracahmedica.mx

662 15 10 979